


УЛЬТРАЗВУКОВА СИСТЕМА

U-Lite **PRO**



УСЕ НЕОБХІДНЕ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
У ВАС ПІД РУКОЮ

U-LITE PRO

УЗ-СИСТЕМА HD-ЯКОСТІ: КОМПАКТНА Й ГОТОВА ДО РОБОТИ БУДЬ-ДЕ

Все необхідне для ультразвукової діагностики — без компромісів: U-Lite PRO створено для лікарів, які прагнуть мати ефективну високопродуктивну УЗ-систему HD-якості без зайвих надлишків. Зображення високої чіткості, доплерівські режими, запуск менш ніж за 10 секунд — усе необхідне для надійної діагностики у компактному й простому у використанні форматі.



HD-ЗОБРАЖЕННЯ



**7" RETINA+
СЕНСОРНИЙ ЕКРАН**



**3 ГОДИНИ
АВТОНОМНОЇ РОБОТИ**



**ШВИДКИЙ ЗАПУСК
(МЕНШЕ 10 СЕК.)**




600 ГРАМ



**СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ПАКЕТИ**


РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

З U-Lite PRO ви отримуєте важливі розширені функції для щоденної діагностики та HD-зображення високої продуктивності. Додайте опції, потрібні саме вам, щоб УЗ-система ідеально відповідала вашій практиці.




Включено

Кольоровий доплер



Включено

M-режим



Включено

Імпульсний доплер



Опція

Об'єм сечового міхура (авто)



Опція

Auto Flow



Опція

Auto IMT

11 ДАТЧИКІВ

ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЩОДЕННИХ ЗАВДАНЬ

U-Lite PRO оснащено одним універсальним конектором і 11 змінними датчиками, що дозволяють перемикатися між спеціалізованими клінічними застосуваннями одним натисканням.

PREMIUM ДАТЧИКИ			
	Лінійний датчик Full HD, 50 мм Висока частота	6 - 18 MHz	М'які тканини, судини, анестезіологія, ОРА, спортивна медицина, педіатрія
	Конвексний датчик HD, монокристал	1.5 - 6 MHz	Черевна порожнина, акушерство, гінекологія, анестезіологія, судини, невідкладна допомога
РОЗШИРЕНІ ДАТЧИКИ			
	Лінійний датчик HD, 40 мм Висока частота	10 - 18 MHz	М'які тканини, судини, анестезіологія, ОРА, спортивна медицина, педіатрія
	Конвексний датчик HD	2 - 5 MHz	Черевна порожнина, акушерство, гінекологія, анестезіологія, судини, невідкладна допомога
БАЗОВІ ДАТЧИКИ			
	Лінійний датчик Висока частота	5 - 12.5 MHz	М'які тканини, судини, анестезіологія, ОРА, спортивна медицина, педіатрія
	Конвексний датчик	2 - 5 MHz	Черевна порожнина, акушерство, гінекологія, анестезіологія, судини, невідкладна допомога
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДАТЧИКИ			
	Ендокавітальний датчик	4 - 9 MHz	Гінекологія, акушерство, урологія
	Фазований датчик	1.5 - 5 MHz	Кардіологія, невідкладна допомога, транскраніально, педіатрія
	Конвексний датчик високої частоти	4 - 10 MHz	Черевна порожнина, акушерство, гінекологія, анестезіологія, судини, невідкладна допомога
	Датчик «хокейна ключка»	10 - 18 MHz	ОРА, спортивна медицина, анестезіологія, педіатрія
	Мікроконвексний датчик	4 - 9 MHz	Черевна порожнина, акушерство, гінекологія, анестезіологія, судини, невідкладна допомога
	Конектор EasySwitch	Запатентований конектор для датчиків, зручний у мобільному використанні — без зайвих кабелів. Де б ви не були, підключіть датчик, змініть його одним натисканням і скануйте.	

АКСЕСУАРИ

СТВОРЕНІ, ЩОБ АДАПТУВАТИ УЗ-СИСТЕМУ ПІД ВАШУ ПРАКТИКУ,
А НЕ НАВПАКИ



Легкий візок



Док-станція



Кейс для транспортування



Захисна сумка для перенесення

ПІДТРИМКА ТА НАВЧАННЯ

ЕКСПЕРТИЗА SONOSCANNER ПОРУЧ З ВАМИ

Sonoscanner пропонує індивідуальну підтримку: обирайте послуги, які підходять саме вам, і зосередьтесь на своїй практиці з повною впевненістю.



Підтримка на старті роботи

Наші інженери супроводжують вас із першого використання УЗ-системи та навчають основам роботи з нею. Всього за годину обладнання підключене до ваших інструментів і повністю готове до роботи.



Індивідуальна програма навчання

Академія Sonoscanner пропонує персоналізоване навчання у власному темпі через онлайн-платформу з курсами від експертів, розробленими для навчання поруч із лікарями.



Захмарне сховище та автоматична звітність

Завдяки приватній хмарі Sonoreplay:

- автоматичне формування звітів
- онлайн-керування пацієнтами
- безпечне зберігання зображень і відео
- інструменти постобробки
- доступ до даних будь-де



Служба підтримки

Інженери служби підтримки готові відповісти на будь-які запитання щодо налаштувань, встановлення та використання. Вони ваші щоденні партнери — на пошті й телефоні.



Миттєві оновлення через WiFi: користуйтеся перевагами постійних інновацій. Легко оновлюйте ПЗ через WiFi, щоб пристрій завжди мав найновіші діагностичні інструменти й оптимізації.



Пакет Service+

Наш пакет Service+ гарантує ефективне використання вашої УЗ-системи. Онлайн-навчання від наших інженерів дозволяє повністю розкрити можливості системи, а швидкий ремонт або підміне обладнання завжди забезпечують високу продуктивність, навіть у разі пошкодження.

Ультрапортативний формат систем Sonoscanner ідеально підходить для щоденної практики, а екран забезпечує виняткову чіткість зображення. Пристрій вмикається за лічені секунди, дозволяючи одразу розпочати обстеження пацієнта.

Д-р Наталі Ассез

ЛІКАР ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ

Університетська лікарня Лілля, Франція



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound

6 rue André Voguet
75013 Paris - France
+33 9 54 97 15 57
contact@sonoscanner.com

USA
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE, 19958

